

Link do produktu: <https://akmed.pl/komplet-tasm-bezlateksowych-thera-band-slabszego-oporu-3x1,5m-zolta-czerwona-zielona-p-7019.html>



## Komplet taśm bezlateksowych Thera- Band® słabszego oporu, 3x1,5m, żółta, czerwona, zielona

Numer katalogowy	<b>6753</b>
Producent	<b>Thera Band</b>

### Opis produktu

Komplet 3 taśm bezlateksowych mniejszego oporu: żółta - opór słaby, czerwona - opór średni, zielona - opór mocny, o długości 1,5m.

Regularny a zarazem prosty trening z taśmami Thera Band® pociąga za sobą wymierne efekty. Produkty Thera-Band® znajdują także pełną akceptację podczas ćwiczeń ze względu na ich wielostronną możliwość wykorzystania. Małe, przenośne przybory często zalecane są do zastosowania warunkach domowych po okresie intensywnej terapii szpitalnej. Taśmy Thera Band® przyczyniają się do poprawy siły mięśniowej już po krótkim czasie ich używania. Dają one nam możliwość działania na każdą partię mięśniową. Przybory mogą być używane w gabinecie rehabilitacyjnym, w studiu fitness, w klubie sportowym, na urlopie, w hotelu lub w domu. Oryginalne taśmy Thera Band® posiadają na świecie najlepszą rekomendację. Potwierdzają to już od wielu lat prowadzone badania porównawcze.

Taśmy Thera Band® uznane zostały przez Amerykańskie Towarzystwo Fizjoterapeutyczne jako jedyny środek terapeutyczny tego typu.

Zastosowanie: przyrost siły mięśniowej, zwiększenie zakresu ruchu, poprawa kondycji i koordynacji.

#### Zalety:

1. Progresywny, prawie liniowy przyrost oporu.
2. Zróżnicowane opory pozwalają na indywidualne dopasowanie wartości obciążenia w zależności od celu terapii czy treningu lub możliwości oraz potrzeb ćwiczącego.
3. Wielostronnego zastosowania.
4. Oznaczone znakiem towarowym gwarantującym wysoką jakość - **pytaj zawsze o oryginał!**
5. Polecane przez terapeutów i trenerów na całym świecie.

#### Zastosowanie:

- przyrost siły mięśniowej,
- zwiększenie zakresu ruchu,
- poprawa kondycji i koordynacji,
- korekcja wad postawy.

#### Taśmy - opakowania handlowe:

1,5m - beżowa, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna, srebrna, złota

---

2,5m - beżowa, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna, srebrna, złota  
5,5m - beżowa, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna, srebrna, złota  
45,5m - beżowa, żółta, czerwona, zielona, niebieska, czarna, srebrna, złota

**Komplety taśm:**

słaby - 3x1,5m - żółta, czerwona, zielona  
mocny - 2x1,5m - niebieska, czarna

**Thera Band® Loop - taśma w kształcie pętli. Długości: 20,5cm, 30,5cm lub 45,7cm:**

opór słaby - kolor żółty,  
opór średni - kolor czerwony,  
opór mocny - kolor zielony,  
opór bardzo mocny - kolor niebieski.

**Thera Band® Loop tubing - w kształcie pętli**

wyposażony w miękkie uchwyty z rzepem, długość 30cm:

opór średni - kolor czerwony  
opór mocny - kolor zielony  
opór bardzo mocny - kolor niebieski  
opór specjalnie mocny - kolor czarny

**Tubingi - opakowania handlowe:**

1,4m z uchwytami (elastyczny lub z gąbką) - żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny, srebrny  
7,5m - wszystkie opory  
30,5 - wszystkie opory

**Komplety tubingów:**

słaby: 3x1,8m - czerwony, zielony, niebieski  
mocny - 2x1,8m - czarny, srebrny

**Dostępne są również taśmy bez zawartości lateksu:**

Produkt oferowany osobom u których występują reakcje alergiczne na naturalny lateks. Wyprodukowane z polisoprenu i syntetycznego kauczuku. Opór taśm bez lateksowych jest zgodny z oporem taśm z zawartością lateksu.