

Link do produktu: <https://akmed.pl/kompres-zelowy-sissel-hot-cold-soft-pack-p-4746.html>

## Kompres żelowy SISSEL Hot-Cold Soft Pack



Numer katalogowy	<b>18505651</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Nr katalogowy	<b>150.015</b>

### Opis produktu

## Duży i wszechstronny kompres - rozgrzewa lub chłodzi gdy tego potrzebujesz

Wszechstronny (rozgrzewający i chłodzący) kompres do użytku profesjonalnego. Duża powierzchnia pozwala na stosowanie nawet na większych partiach ciała.

- Przynosi ulgę przy stłuczeniach, zwichnięciach stawów, napięciach mięśniowych, bólu głowy lub zęba.
- Przeznaczony do wielokrotnego użytku.
- Łatwy w użyciu.
- Nagrzewany w kuchenke mikrofalowej lub ciepłej wodzie.
- Schładzany w lodówce.
- Higieniczny i łatwy do utrzymania w czystości.
- Duża powierzchnia - idealny na większe partie ciała (np. plecy, uda).
- Wymiary: ~ 40 x 27 cm.
- Przyjemna w dotyku powierzchnia.

Uwaga! Aby nie uszkodzić powierzchni kompresu podczas podgrzewania, należy owinąć go ręcznikiem.