

Link do produktu: <https://akmed.pl/kompresyjna-tasma-sissel-flossing-band-11-mm-zolta-p-4886.html>



Kompresyjna taśma SISSEL Flossing Band 1.1 mm żółta

Numer katalogowy	35184012
Producent	Sissel
Nr katalogowy	4250694712963

Opis produktu

Flossing to nowoczesna technika leczenia, rehabilitacji i aktywizacji stawów o ograniczonym zakresie ruchu, polegająca na kompresji stawu i otaczających go mięśni i powięzi za pomocą elastycznej taśmy i wykonywaniu ich krótkotrwałych ćwiczeń. Sissel Flossing Band to odporna na rozerwanie taśma, wykonana z bezpiecznego lateksu (o obniżonej zawartości szkodliwych protein), która wspomaga powrót do pełnej sprawności, zmniejsza dolegliwości bólowe, zwiększa elastyczność i ruchomość stawu, a także chroni przed kontuzjami. Dostępna w dwóch stopniach oporu.

- Elastyczna taśma do kompresji mięśni i stawów
- Wspomaga i mobilizuje staw oraz otaczające je mięśnie i powięź podczas wykonywania krótkotrwałych (ok. 2 min.) ćwiczeń rozciągających i zwiększających zakres ich ruchu
- Zwiększa ruchomość stawu i mięśni, wspomaga ich ukrwienie
- Stosowana w rehabilitacji i fizjoterapii – wskazana w przypadku dolegliwości bólowych, obrzęków, w leczeniu urazów zalecana również sportowcom - zwiększa elastyczność mięśni i stawów, zapobiega urazom i kontuzjom
- Bezpieczna i wolna od szkodliwych substancji - wykonana z naturalnego lateksu o obniżonej zawartości protein mogących powodować reakcje alergiczne
- Łatwa do utrzymania w czystości
- Bardzo elastyczna, odporna na rozerwanie
- Posiada certyfikat jakości TÜV (potwierdzający wytrzymałość aż do 10 tys. naciągnięć)
- Kolor: żółty (o mniejszym stopniu oporu)
- Wymiary: 5 cm x 2 m x 1,1 mm