

Link do produktu: <https://akmed.pl/koncentrator-tlenu-525ks-p-7272.html>



Koncentrator tlenu 525KS

Numer katalogowy	10631
Producent	Rehafund

Opis produktu

Stosunkowo lekki, stacjonarny aparat. Wyposażony w cztery zwrotne kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie aparatu. Bardzo prosty i wygodny sposób montowania nawilzacza oraz regulacja przepływu tlenu za pomocą pokrętki.

- wysoki poziom stężenia tlenu przez cały zakres przepływu
- wizualne i dźwiękowe alarmy wskazujące niski poziom stężenia tlenu, brak zasilania, spadek ciśnienia i konieczność naprawy serwisowej
- w opcji dostępny jest przepływomierz pediatryczny
- łatwy podgląd godzin pracy koncentratora
- nawilżacz można zdjąć lub założyć w zależności od potrzeb
- współpracuje z konsolą Smart Track
- umożliwiającymi analizowanie pracy urządzenia
- produkowany wyłącznie na terenie USA.

Wymiary (W x Sz x D): 62,2 x 34 x 30,4 cm

Waga: 16,3kg

Pobór mocy: 290W przy przepływie 2 l/min., 312W przy przepływie 5 l/min.

Regulowany przepływ tlenu: od 0,5 l/min do 5 l/min.

Stężenie tlenu: 93% (+/- 3%)

Poziom hałas: nie przekracza 40dB

