

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 11:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/koncentrator-tlenu-do-uzytku-domowego-p-2961.html>



Koncentrator tlenu do użytku domowego

Numer katalogowy **YU-600**

Producent **Timago**

Opis produktu

Cechy urządzenia:

- kompaktowe wymiary i niska waga
- wyświetlacz LCD
- sterowany pilotem

Dane techniczne:

Zasilanie AC	220+/-22V,50+/-1Hz
Pobór mocy	150VA
Strumień wyjściowy	1-3l/min (2l/min>90%)
Ciśnienie wyjściowe	20-50kPa
Stężenie tlenu	70%-90%
Poziom hałasu	≤45dB (A)
Wymiary	317×190×377 mm
Waga	8 kg