

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 11:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/koncentrator-tlenu-do-uzytku-domowego-p-2962.html>



Koncentrator tlenu do użytku domowego

Numer katalogowy **YU-300, YU-500**

Producent **Timago**

Opis produktu

Cechy urządzenia:

- wyświetlacz LCD
- cicha i wydajna praca
- sterowany pilotem

Dane techniczne:

Zasilanie AC	220+/-22V,50+/-1Hz
Pobór mocy	100VA
Strumień wyjściowy	1-5l/min (1l/min>90%)
Ciśnienie wyjściowe	45kPa
Stężenie tlenu	30%-90%
Poziom hałasu	≤40dB
Max czas pracy na dobę	15h
Wymiary	295×175×270mm
Waga	8kg