

Link do produktu: <https://akmed.pl/koncentrator-tlenu-z-czujnikiem-stezenia-i-monitorem-poziomu-saturacji-p-2958.html>



## Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia i monitorem poziomu saturacji

Numer katalogowy **9F-3AW**

Producent **Timago**

### Opis produktu

#### Cechy urządzenia:

- duży ekran z funkcją przyciemniania
- nebulizator, czujnik stężenia tlenu i pulsoksymetr
- możliwość pracy z aparatem Auto CPAP

#### Dane techniczne:

Zasilanie AC	220+/-22V,50+/-1Hz
Pobór mocy	320VA
Strumień wyjściowy	0,5-3l/min
Ciśnienie wyjściowe	20-50kPa
Stężenie tlenu	93%+/-3%
Poziom hałasu	≤46dB (A)
Wymiary	500×210×640mm
Waga	16,5kg