

Link do produktu: <https://akmed.pl/koncentrator-tlenu-z-czujnikiem-stezenia-i-nebulizatorem-p-2959.html>



Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia i nebulizatorem

Numer katalogowy **8F-5AW**

Producent **Timago**

Opis produktu

Cechy urządzenia:

- wyświetlacz LCD
- nebulizator
- czujnik stężenia tlenu
- sterowany pilotem

Dane techniczne:

Zasilanie AC	220+/-22V,50+/-1Hz
Pobór mocy	400 VA
Strumień wyjściowy	0,5-5l/min
Ciśnienie wyjściowe	40-70kPa
Stężenie tlenu	87%-95,5%
Poziom hałasu	≤52dB
Wymiary	500×390×245 mm
Waga	15,5 kg