

Link do produktu: <https://akmed.pl/koncentrator-tlenu-z-czujnikiem-stezenia-i-nebulizatorem-p-2960.html>



Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia i nebulizatorem

Numer katalogowy **8F-3AW**

Producent **Timago**

Opis produktu

Cechy urządzenia:

- wyświetlacz LCD
- nebulizator
- czujnik stężenia tlenu
- sterowany pilotem

Dane techniczne:

Zasilanie AC	220+/-22V,50+/-1Hz
Pobór mocy	230 VA
Strumień wyjściowy	0,5-3l/min
Ciśnienie wyjściowe	20-50 kPa
Stężenie tlenu	87%-95,5%
Poziom hałasu	≤42dB
Wymiary	500×390×245 mm
Waga	11,8 kg