

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 14:45

Link do produktu: <https://akmed.pl/koncentrator-tlenu-z-czujnikiem-stezenia-p-2955.html>



Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia

Numer katalogowy **8F-3A, 8F-3C, 8F-3G**

Producent **Timago**

Opis produktu

Cechy urządzenia:

- duży wyświetlacz LCD
- przepływ tlenu: 0,5-3l/min
- czujnik stężenia tlenu

Dane techniczne:

Zasilanie AC	220+/-22V,50+/-1Hz
Pobór mocy	320VA
Strumień wyjściowy	0,5-3l/min
Ciśnienie wyjściowe	20-50kPa
Stężenie tlenu	93%+/-3%
Poziom hałasu	50dB (A)
Wymiary	545×285×712mm
Waga	25kg