

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 13:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/koncentrator-tlenu-z-czujnikiem-stezenia-p-2956.html>



## Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia

Numer katalogowy	<b>8F-5</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

#### Cechy urządzenia:

- łatwy w obsłudze
- przepływ tlenu: 0,5-5l/min
- czujnik stężenia tlenu

#### Dane techniczne:

Zasilanie AC	220+/-22V,50+/-1Hz
Pobór mocy	500VA
Strumień wyjściowy	0,5-5l/min
Ciśnienie wyjściowe	40-70kPa
Stężenie tlenu	87%-95,5%
Poziom hałasu	≤53dB (A)
Wymiary	445×372×680mm
Waga	27kg