

Link do produktu: <https://akmed.pl/koncentrator-tlenu-z-czujnikiem-stezenia-p-2957.html>



## Koncentrator tlenu z czujnikiem stężenia

Numer katalogowy	<b>9F-3</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

#### Cechy urządzenia:

- Nowoczesny wygląd
- Niewielkie wymiary i waga
- Wyposażony w system 4 funkcji alarmowych

#### Dane techniczne:

Zasilanie AC	220+/-22V,50+/-1Hz
Pobór mocy	320VA
Strumień wyjściowy	0,5-3l/min
Ciśnienie wyjściowe	20-50kPa
Stężenie tlenu	93%+/-3%
Poziom hałasu	≤45dB (A)
Wymiary	410×190×640mm
Waga	15,5kg