

Link do produktu: <https://akmed.pl/korekcyjno-ochronna-orteza-przedramienia-tp-6500-di-p-2212.html>



Korekcyjno-ochronna orteza przedramienia TP-6500 D/I

| | |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | TP-6500 D/I |
| Producent | Orliman |

Opis produktu

Orteza przedramienia składa się z zachodzących na siebie 2 termoplastycznych modułów, które połączone są za pomocą welurowych taśm. Część grzbietowa została wydłużona aż do stawów śródrečno-paliczkowych.

Zastosowanie:

w przypadkach złamań kości przedramienia i nadgarstka w przebiegu różnych jednostek chorobowych, pooperacyjnie - jako dodatkowe zabezpieczenie.

Działanie:

główne zadanie tutora to ograniczenie ruchu zgięcia grzbietowego dłoni, ponadto ochrona przedramienia, ruchy nawracania i odwracania przedramienia są możliwe do wykonywania.

Pakowanie: D-prawa / I-lewa.

Kolor: biały.

Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | XS/1 | S/2 | M/3 | L/4 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Obwód przedramienia w najszerszym miejscu (cm) | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-36 |
| Długość ortezy (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS