

Link do produktu: <https://akmed.pl/korekcyjno-ochronna-orteza-przedramienia-tp-6500-di-p-2212.html>



Korekcyjno-ochronna orteza przedramienia TP-6500 D/I

Numer katalogowy	TP-6500 D/I
Producent	Orliman

Opis produktu

Orteza przedramienia składa się z zachodzących na siebie 2 termoplastycznych modułów, które połączone są za pomocą welurowych taśm. Część grzbietowa została wydłużona aż do stawów śródrečno-paliczkowych.

Zastosowanie:

w przypadkach złamań kości przedramienia i nadgarstka w przebiegu różnych jednostek chorobowych, pooperacyjnie - jako dodatkowe zabezpieczenie.

Działanie:

główne zadanie tutora to ograniczenie ruchu zgięcia grzbietowego dłoni, ponadto ochrona przedramienia, ruchy nawracania i odwracania przedramienia są możliwe do wykonywania.

Pakowanie: D-prawa / I-lewa.

Kolor: biały.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód przedramienia w najszerszym miejscu (cm)	20-24	24-28	28-32	32-36
Długość ortezy (cm)	28	29	30	31

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XS