

Link do produktu: <https://akmed.pl/korektor-pod-plecy-sissel-back-granatowy-p-4729.html>



## Korektor pod plecy Sissel Back (granatowy)

Numer katalogowy	<b>41162784</b>
Producent	<b>Sissel</b>
Kolory	<b>Granatowy (121.015)</b>
Nr katalogowy	<b>121.015, 016</b>

### Opis produktu

Korektor pod plecy został specjalnie zaprojektowany tak aby w odpowiedni stopniu stanowił oparcie dla części lędźwiowej pleców, tym samym utrzymując plecy we właściwej anatomicznej pozycji, zapobiegając garbieniu się, co jest przyczyną bólu pleców. Wykonany jest z pianki poliuretanowej, z niezwykle wytrzymałego i elastycznego materiału. Najnowsza technologia zapewnia bez freonową strukturę dzięki czemu jest wyrobem ekologicznym. Standardowo korektor wyposażony jest w zdejmowalną poszewkę.

Wskazówki dotyczące prania : Poszewka może być prana w pralce a temperaturze 40 ° C. Samego korektora nie należy prać. Nie wolno suszyć go w suszarce, oraz wystawiać na długie bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Szerokość	360 mm
Wysokość	310 mm
Waga	425 g

#### Numer katalogowy:

SISSEL® Back, szary	121.015
SISSEL® Back, niebieski	121.016