

Link do produktu: <https://akmed.pl/korektor-postawy-dwuplasczyznowy-2275-p-7646.html>



Korektor postawy dwupłaszczyznowy - 2275

Numer katalogowy **2275**

Producent **Oppo**

Opis produktu

2275 Korektor postawy dwupłaszczyznowy.

Wykonany z elastycznego materiału odciąga do tyłu barki oraz ciągnie tułów do tyłu wymuszając zachowanie prostej postawy, a z drugiej strony nie powoduje wiotczenia mięśni, które cały czas pracują. Zalecany w przypadku skolioz, skrzywień kręgosłupa, a także w przypadku konieczności odciążenia kręgosłupa na odcinku piersiowym.

Numer katalogowy: 2275.

Rozmiar (obwód klatki piersiowej pod ramionami):

S 64,1 cm - 76,5 cm

M 76,8 cm - 89,2 cm

L 89,5 cm - 104,5 cm

XL 104,8 cm - 117,2 cm

XXL 117,2 cm - 129,9 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL