

Link do produktu: <https://akmed.pl/krazek-do-rehabilitacji-dloni-sanity-p-7178.html>



Krażek do rehabilitacji dłoni SANITY

Numer katalogowy	7083
Producent	Sanity

Opis produktu

Krażek do rehabilitacji dłoni oferujemy dla osób poszukujących efektywnego wsparcia w terapii pourazowej dłoni. Dzięki specjalnej formie krążka ćwiczenia wzmocnią funkcję chwytnej dłoni.

Ponadto wysokiej jakości krążek może być praktycznym narzędziem do rozładowania stresu a zgrubienia na krążku pobudzą receptory czuciowe.

Zastosowanie:

Rehabilitacja lecznicza. Zalecane do rehabilitacji pourazowej dłoni.

Krażki dzięki swoim wypustkom pobudzają receptory ruchowe głównie dłoni. Ćwiczenia z krążkiem pozwalają na usprawnienie funkcji chwytnej ręki. Doskonale nadają się do ćwiczeń mięśni palców, dłoni i przedramienia. Kontakt zgrubień na krążkach ze skórą dłoni pobudza receptory czuciowe. Równomiernie powtarzane ćwiczenia pomagają również zredukować stres. W przedszkolach i szkołach pozwalają na uatrakcyjnienie indywidualnych i grupowych ćwiczeń terapeutycznych.

Można nimi ćwiczyć bez względu na schorzenie, ponieważ odpowiednie kolory mają przypisaną odpowiednią twardość i można je doskonale dostosować do swoich wymagań.

Bezpieczeństwo:

- Piłki rehabilitacyjne z kolcami produkowane i badane są zgodnie ze „Specyfikacją techniczną” oraz opisane zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania.
- Wyrób nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem wyrób należy czyścić wodą z mydłem.
- Przed użyciem sprawdzić sprężystość wyrobu.
- Nie narażać produktu na przegrzanie i bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Przed pierwszym oraz każdym kolejnym użyciem wyrób należy czyścić wodą z mydłem.
- Przed użyciem sprawdzić szczelność piłki.
- Nie narażać produktu na przegrzanie i bezpośrednie działanie światła słonecznego.