

Link do produktu: <https://akmed.pl/krioterapia-urzadzenie-do-chlodzenia-breg-panel-p-3355.html>

Krioterapia - Urządzenie do chłodzenia Breg + Panel



Numer katalogowy	DCF6-708A5
Producent	Breg

Opis produktu

Krioterapia zimnem za pomocą urządzenia Kodiak jest najbardziej wygodną i wszechstronną metodą w szerokiej gamie produktów BREG. Łatwa w obsłudze, kompaktowa konstrukcja sprawia, że Kodiak doskonale nadaje się do przychodni, szpitali, klubów sportowych i użytku domowego. W zależności od potrzeb, mała ilość wody i lodu, może wystarczyć aby pacjenci mogli się cieszyć zimną terapią do ok. 6-8 godzin.

Opcjonalnie dla zwiększenia mobilności możliwe jest zasilenie Kodiak za pomocą akumulatora, który wyposażony jest w 4 wymienne baterie typu AA umożliwiające pracę urządzenia przez około 10-14 godzin. Zastosowanie pompki elektrycznej w urządzeniu sprawia iż pacjenci mogą wykonywać swoje zajęcia w momencie terapii. Cicha praca pompki pozwala pacjentom na odpoczynek i regenerację.

Do wyboru mamy kilka innych rękawów:

- Bark
- Kolano
- Uniwersalny
- Kostka
- Kręgosłup
- Biodro
- Nadgarstek

Używany przy:

- leczenie pooperacyjne
- w trakcie rehabilitacji
- po artroskopii
- chirurgii plastycznej
- chirurgii ogólnej
- w momencie urazów dla zmniejszenia obrzęków
- urazy sportowe
- przewlekły ból

W zestawie znajduje się :

- Lodówka Breg

-
- Ładowarka
 - Panel Uniwersalny do chłodzenia

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wariant: bark , biodro , kolano , kostka , kręgosłup , nadgarstek , uniwersalny