

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 21:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/krokomierz-beurer-speedbox-ii-p-4517.html>

Krokomierz BEURER Speedbox II



Numer katalogowy	SPEEDBOX 2 AGITO
Kod producenta	SPEEDBOX 2 AGITO
Kod EAN	4211125676216
Producent	Beurer

Opis produktu

CYFROWY PRZEKAZ SYGNAŁU

- Aktualna prędkość i dystans
- Możliwość ustawienia docelowego czasu i odcinka drogi – docelowej prędkości
- Stała rejestracja przyspieszenia w dwóch wymiarach 2D mierzy do przodu i do góry. Razem z czasem obliczana jest długość kroku
- Kalibracja na indywidualny styl biegania
- Informacje na temat pokonanego odcinka drogi (podział na 10 metrowe odcinki)
- Odchylenie na odcinku 10 km 200 m
- Przełączanie z km/h na min/mi oraz km/min
- Wodoodporny do 10 m
- Mocowanie na sznurówce buta
- Kompatybilny z pulsometrem PM 80, PM 70 i PM 90 (pulsometr musi być zakupiony)
- Gwarancja: 3 lata