

Link do produktu: <https://akmed.pl/krotka-orteza-stabilizujaca-rzepke-z-bocznym-usztywnieniem-anatomicznym-okd-12-p-2025.html>



Krótka orteza stabilizująca rzepekę z bocznym usztywnieniem anatomicznym OKD-12

Numer katalogowy	OKD-12
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Zwichnięcie rzepek

Zwichnięcia rzepek zdarzają się bardzo często osób czynnie uprawiających sport, w szczególności u dziewcząt i spowodowane są zazwyczaj uderzeniem lub nagłym skręceniem kolana.

Zwichnięcie rzepek mogą być:

1. *Urazowe* - wiąże się ono zawsze z bólem, krwiakiem i ograniczeniem ruchów stawu kolanowego. Skutkiem jest rozciągnięcie lub rozerwanie tkanek więzadłowo-mięśniowych, które nieleczone prowadzą do powtarzających się w różnych odstępach czasu incydentów zwichnięć nawrotowych.
2. *Nawykowe* - oznacza to, że każdy ruch zgięcia lub wyprostu kolana w odpowiednio dużym zakresie powoduje boczne, bezbolesne przemieszczanie się rzepek.

Przyczynami zwichnięć rzepek są: koślawość kolan, wysokie ustawienie rzepek, luźne więzadła i torebka stawowa czy boczne umiejscowienie więzadła rzepek.

Po urazie pacjent odczuwa nadmierną ruchomość rzepek, pojawia się krwiak, obrzęk kolana a także ograniczenie jego ruchomości i zanik mięśni.

Doskonałym zabezpieczeniem pourazowym i pooperacyjnym w takich przypadkach jest nasza krótka orteza stabilizująca rzepekę **OKD-12**.

Charakterystyka produktu

Jest to bardzo wygodna do stosowania, krótka orteza stawu kolanowego zapobiegająca bocznemu (najczęstszemu) zwichnięciu rzepek. Zapewnia duży komfort użytkowania, a boczne anatomiczne usztywnienie gwarantuje jej dużą skuteczność.

Miękka pelota boczna oraz dwie niezależne elastyczne taśmy obwodowe, przebiegające nad i pod kolanem, stabilizują i ustawiają rzepekę w odpowiedniej osi stawu.

Podczas zginania i wyprostowania stawu kolanowego, pasy obwodowe naciągają się i wraz z pelotą boczną właściwie ustawiają rzepkę zmniejszając ból kolana. Orteza została wykonana z surowca **UniPren**.

UniPren to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznego rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego sploty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca **UniPren** to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortezy dostępne na rynku.

Orteza jest wyrobem uniwersalnym można ją stosować zarówno na prawą jak i na lewą nogę, od strony zewnętrznej i przyśrodkowej. Orteza **OKD-12** to idealny wyrób dla sportowców (piłkarzy, hokeistów, biegaczy) lub osób, które oczekują dodatkowego wsparcia rzepki podczas ich codziennych zajęć.

Przeznaczenie

Orteza OKD-12 jest stosowana do leczenia zaburzeń stawu rzepkowo-udowego:

- boczne zwichnięcie rzepki (najczęstsze) urazowe lub nawykowe,
- od łagodnego do umiarkowanego bólu kolana,
- zaburzenie toru ruchu rzepki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL