

Link do produktu: <https://akmed.pl/krotka-universalna-orteza-stawu-kolanowego-stabilizujaca-rzepke-u-sk-02-p-2130.html>



Krótka uniwersalna orteza stawu kolanowego stabilizująca rzepkę U-SK-02

Numer katalogowy

U-SK-02

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu kolanowego U-SK-02 należy do grupy 4CLASSIC, jest wyrobem uniwersalnym – bezrozmiarowym. Orteza ma działanie kompresyjne, przez co zmniejsza wysięki, niweluje obrzęki i działa przeciwbólowo. Anatomicznie wyprofilowany pierścień doskonale stabilizujący rzepkę i zapobiega jej zwichnieniu.

Orteza została wykonana z surowca **UniPren**.

UniPren to uniwersalny trójwarstwowy surowiec składający się z zewnętrznej elastycznej poliamidowej dzianiny okładkowej o funkcji samoszczepnej, wewnętrznej rdzenia z pianki neoprenowej oraz elastycznej jerseyowej dzianiny okładkowej. Materiał ten charakteryzuje się miękkością i bardzo wysoką elastycznością. Bardzo ważnym atutem tego surowca jest to, że nie jest to wyrób dziany, nie posiada grubych włókien, przez co jego spłoty nie odciskają się na skórze pacjenta i nie powodują ran w miejscach o dużej kompresji. Ortezy wykonane z surowca **UniPren** to najmocniejsze i najskuteczniej stabilizujące ortezy dostępne na rynku.

Takie właściwości pozwalają na użytkowanie ortezy podczas treningów sportowych.

Przeznaczenie

Ortezę można stosować w przypadku:

- zwichnięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- zapobiegania kontuzji, nawykowych, pourazowych zwichnięć stawu kolanowego i rzepki
- Boczne zwichnięcie rzepki
- Niestabilność rzepki
- Bolesność stawu rzepkowo-udowego
- Nawykowe i pourazowe podwichnięcia rzepki
- Profilaktycznie w sporcie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Uniwersalny , X-Large