

Link do produktu: <https://akmed.pl/krotki-stabilizator-kolana-61027102-z-elastycznymi-wzmocnieniami-bocznymi-p-2239.html>



## Krótki stabilizator kolana 6102/7102 (z elastycznymi wzmocnieniami bocznymi)

Numer katalogowy **6102/7102**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator wykonany z materiału 3-TEX®, ponadto posiada otwór na rzepkę i pierścień silikonowy stabilizujący rzepkę, bocznie wzmocniony jest stawkami.

**Zastosowanie:**

Arthrosis, Arthritis, bóle stawowe, lekkie urazy, lekka niestabilność boczno-przyśrodkowa.

**Działanie:**

kompresja, stabilizacja i podparcie.

**Długość:** 28 cm.

**Kolor:** 6102(beż) / 7102(czarny).

**Tabela - rozmiary:**

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

**Kolor:** beżowy , czarny