

Link do produktu: <https://akmed.pl/krzeslo-toaletowe-tapicerowane-p-1676.html>



Krzesło toaletowe tapicerowane

Numer katalogowy	AR-103
Producent	ARmedical

Opis produktu

Krzesło toaletowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej.

Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych, fizjologicznych. Krzesło toaletowe tapicerowane przeznaczone jest głównie dla osób wrażliwych na ucisk, czujących dyskomfort przy korzystaniu ze standardowego krzesła toaletowego, dla osób ceniących sobie komfort oraz wysoki poziom higieny. Szczególnie polecane po urazach stawu biodrowego.

Miękkie siedzisko i oparcie zapewnia niezwykle komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu materiału wodoodpornego, zmywalnego utrzymanie krzesła w należyłym stanie higienicznym nie stanowi problemu.

Dzięki wyjmowanemu pojemnikowi sanitarnemu z dodatkową pokrywą istnieje możliwość łatwego opróżniania pojemnika oraz przywrócenie go do należytego stanu higienicznego bez konieczności przenoszenia całego krzesła.

Zastosowanie dodatkowej, miękkiej pokrywy / nakładki na siedzisko, zapewnia możliwość korzystania z krzesła toaletowego, jak z każdego innego krzesła w domu. Po założeniu dodatkowej nakładki na siedzisko oraz wyjęciu pojemnika sanitarnego, krzesło wyglądem przypomina standardowe krzesło do użytku domowego.

Informacje o produkcie:

- rama stalowa lakierowana metodą proszkową
- z regulacją wysokości
- bardzo stabilna i wytrzymała konstrukcja
- ergonomiczne, miękkie podłokietniki
- miękkie siedzisko i oparcie
- siedzisko wyposażone w dodatkową pokrywę / nakładkę
- siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości zmywalnego materiału
- materiał siedziska i oparcia - wodoodporny
- stopki gumowe, antypoślizgowe
- wyjmowany pojemnik sanitarny z pokrywą

Parametry techniczne:

- Szerokość siedziska: 45 cm
- Głębokość siedziska z otworem: 42 cm
- Głębokość dodatkowej nakładki na siedzisko: 45 cm
- Wysokość do siedziska z otworem: 42,5 - 57,5 cm
- Wymiary zewnętrzne: szer. 60cm x gł. 54cm x wys. max. 96cm
- Pojemność pojemnika sanitarnego: 5 litrów
- Waga: 7,0 kg
- Maksymalne obciążenie: 120 kg

Dostępny kolor: Granatowy