

Link do produktu: <https://akmed.pl/krzeslo-toaletowe-tapicerowane-skladane-p-1675.html>



Krzesło toaletowe tapicerowane - składane

Numer katalogowy	AR-102
Producent	ARmedical

Opis produktu

Krzesło toaletowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej.

Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych, umożliwia załatwienie potrzeb fizjologicznych bez konieczności wstawania z krzesła. Krzesło toaletowe tapicerowane przeznaczone jest głównie dla osób wrażliwych na ucisk, czujących dyskomfort przy korzystaniu ze standardowego krzesła toaletowego, dla osób ceniących sobie komfort oraz wysoki poziom higieny. Szczególnie polecane po urazach stawu biodrowego.

Miękkie siedzisko i oparcie zapewnia niezwykle komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu materiału wodoodpornego, zmywalnego utrzymanie krzesła w należyтым stanie higienicznym nie stanowi problemu.

Ogromną zaletą krzesła jest zastosowana opcja składania, zapewniająca łatwe przechowywanie po zakończeniu czynności toaletowych.

Dzięki wysuwanemu pojemnikowi sanitarnemu oraz dodatkowej pokrywie istnieje możliwość łatwego opróżniania pojemnika oraz przywrócenie go do należytego stanu higienicznego bez konieczności przenoszenia całego krzesła.

Zastosowanie dodatkowej miękkiej pokrywy otworu siedziska, zapewnia możliwość korzystania z krzesła toaletowego, jak z każdego innego krzesła w domu.

Informacje o produkcie:

- rama stalowa lakierowana metodą proszkową
- rama składana (łatwe przechowywanie)
- bardzo stabilna i wytrzymała konstrukcja
- ergonomicznie wyprofilowane podłokietniki
- miękkie siedzisko i oparcie
- siedzisko wyposażone w dodatkową pokrywę
- siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości zmywalnego materiału
- materiał siedziska i oparcia - wodoodporny

-
- stopki gumowe, antypoślizgowe
 - wysuwany pojemnik sanitarny z pokrywą

Parametry techniczne:

- Szerokość siedziska: 42 cm
- Głębokość siedziska: 45 cm
- Szerokość pomiędzy podłokietnikami: 47 cm
- Wysokość do siedziska: 43 cm
- Wysokość do podłokietników: 60 cm
- Wymiary zewnętrzne: szer. 50cm x gł.62cm x wys. 85cm
- Szerokość (grubość) po złożeniu: 14 cm
- Pojemność pojemnika sanitarnego: 4 litry
- Waga: 7,2 kg
- Maksymalne obciążenie: 120 kg

Dostępny kolor: Czarny