

Link do produktu: <https://akmed.pl/krzeslo-toaletowo-prysznicowe-aluminiowe-skladane-p-1677.html>



Krzesło toaletowo-prysznicowe, aluminiowe – składane

Numer katalogowy	AR-104
Producent	ARmedical

Opis produktu

Krzesło toaletowo-prysznicowe przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej. W funkcji toaletowej umożliwia załatwienie potrzeb fizjologicznych bez konieczności wstawania z krzesła. Jako krzesło prysznicowe dedykowane jest osobom, dla których standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabine prysznicowej.

Dzięki zastosowaniu siedziska z materiału wodoodpornego, zmywalnego utrzymanie krzesła w należytym stanie higienicznym nie stanowi problemu.

Ogromną zaletą krzesła jest zastosowana opcja składania, zapewniająca łatwe przechowywanie po zakończeniu czynności toaletowych. Dzięki dwu-funkcyjności nie ma potrzeby posiadania dwóch osobnych niezależnych krzeseł tj. toaletowego oraz prysznicowego co pozwala zaoszczędzić miejsce szczególnie w małych mieszkaniach.

Dzięki wyjmowanemu pojemnikowi sanitarnemu istnieje możliwość łatwego opróżnienia pojemnika oraz przywrócenie go do należącego stanu higienicznego bez konieczności przenoszenia całego krzesła.

Informacje o produkcie:

- rama aluminiowa
- rama składana (łatwe przechowywanie)
- regulacja wysokości - co 2,5cm
- bardzo stabilna i wytrzymała konstrukcja
- ergonomicznie wyprofilowane podłokietniki
- siedzisko i oparcie wodoodporne, zmywalne
- stopki gumowe, antypoślizgowe
- wyjmowany pojemnik sanitarny z pokrywą

Parametry techniczne:

- Szerokość siedziska: 43 cm

-
- Głębokość siedziska: 42 cm
 - Szerokość pomiędzy podłokietnikami: 48 cm
 - Wysokość do siedziska: 42-52 cm
 - Wysokość do podłokietników: 62-72 cm
 - Wymiary zewnętrzne: szer. 62cm x gł. 72cm x wys. 89cm
 - Szerokość (grubość) po złożeniu: 16 cm
 - Pojemność pojemnika sanitarnego: 5 litrów
 - Waga: 4 kg Maksymalne obciążenie: 120 kg