

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-łokciowa-dziecieca-p-1503.html>



Kula inwalidzka łokciowa dziecięca

Numer katalogowy **JMC-C 2047-1:4**

Producent **Timago**

Opis produktu

Kula inwalidzka łokciowa służy do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest u osób wymagających asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po przebytych urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu.

Cechy produktu:

- wygodny wytrzymały uchwyt
- ergonomiczny kształt
- odpowiednio dobrany kąt łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt
- lekki aluminiowy anodyzowany trzon zakończony gumową nasadką

Dane Techniczne

Regulacja wysokości: 82-98 cm

Wysokość od podłoża do uchwytu: 61-77 cm

Maksymalna obciążenie: 110 kg

Waga kuli: 0,55 kg

+/- 0,5 - 1 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: biało-srebrny , czerwono-srebrny , niebiesko-srebrny , żółto-srebrny