

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-lokciowa-ellipse-p-1507.html>



Kula inwalidzka łokciowa ELLIPSE

Numer katalogowy	HMS ELLIPSE
Producent	Timago

Opis produktu

Kula **ELLIPSE** służy do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana osobom wymagającym asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po przebytych urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu.

Cechy produktu:

- ergonomiczna rękojeść z miękkim wykończeniem w części chwytnej
- kształt obejmowy został zaprojektowany tak, aby pacjent mógł zawiesić kule na przedramieniu i zwolnić dłonie
- zwiększony kąt łokciowy pozwalają na optymalne rozłożenie siły nacisku na uchwyt
- lekki aluminiowy trzon ze skokową regulacją długości zakończony wysokiej jakości gumową nasadką
- kula posiada gumowe wykończenie przy trzonie i obejmie, dzięki czemu umożliwia bezpieczne oparcie, np. o ścianę
- eliptyczny przekrój kuli sprawia, że jest bardzo wygodna w użytkowaniu

Dane Techniczne

Przekrój trzonu: elipsa

Rękojeść: PCV+guma bimaterial

Regulacja wysokości: 73-105 cm

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Waga: 0,62 kg

+/- 0,5 - 1 cm