

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-lokciowa-p-1502.html>

Kula inwalidzka łokciowa



Numer katalogowy	JMC-C 2040-2049
------------------	------------------------

Producent	Timago
-----------	---------------

Opis produktu

Kula inwalidzka łokciowa służy do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest u osób wymagających asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po przebytych urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu.

Cechy produktu:

- wygodny wytrzymały uchwyt
- ergonomiczny kształt
- odpowiednio dobrany kąt łokciowy, dzięki któremu rozłożona zostaje siła nacisku na uchwyt
- lekki aluminiowy anodyzowany trzon zakończony gumową nasadką

Dostępne również w wersji dziecięcej **JMC-C 2047-1:4**

Dane Techniczne

JMC-C 2040- JMC-C 2046

Regulacja wysokości: 94-116 cm

Wysokość do uchwytu: 67-89 cm

Maksymalne obciążenie: 115 kg

JMC-C 2048-JMC-C 2049

Regulacja wysokości: 98-124 cm

Wysokość do uchwytu: 77-103 cm

Maksymalne obciążenie: 135 kg

Waga: 0,55 kg

+/- 0,5 - 1 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: biało-srebrny , czarno-srebrny , jasno różowy , niebieski , niebiesko-srebrny , różowo-srebrny , różowy , szaro-srebrny , zielony