

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-łokciowa-sofia-p-1508.html>



## Kula inwalidzka łokciowa SOFIA

Numer katalogowy	<b>HMS SOFIA</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

**Kula SOFIA** służy do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana osobom wymagającym asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po przebytych urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu.

#### Cechy produktu:

- ergonomiczna rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego
- lekki aluminiowy trzon zakończony wysokiej jakości gumową nasadką
- zwiększony kąt łokciowy

**Dostępne kolory:** niebieski, zielony, szary, pomarańczowy.

#### Dane Techniczne

**Przekrój trzonu:** okrągły

**Rękojeść:** PCV

**Regulacja wysokości:** 73-105 cm

**Maksymalne obciążenie:** 140 kg

**Waga:** 0,44 kg

+/- 0,5 - 1 cm