

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-łokciowa-sofia-p-1508.html>



Kula inwalidzka łokciowa SOFIA

Numer katalogowy	HMS SOFIA
Producent	Timago

Opis produktu

Kula SOFIA służy do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana osobom wymagającym asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po przebytych urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu.

Cechy produktu:

- ergonomiczna rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego
- lekki aluminiowy trzon zakończony wysokiej jakości gumową nasadką
- zwiększony kąt łokciowy

Dostępne kolory: niebieski, zielony, szary, pomarańczowy.

Dane Techniczne

Przekrój trzonu: okrągły

Rękojeść: PCV

Regulacja wysokości: 73-105 cm

Maksymalne obciążenie: 140 kg

Waga: 0,44 kg

+/- 0,5 - 1 cm