

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-łokciowa-style-p-1506.html>



Kula inwalidzka łokciowa STYLE

Numer katalogowy	HMS STYLE
Producent	Timago

Opis produktu

Kula STYLE służy do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana osobom wymagającym asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po przebytych urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu.

Cechy produktu:

- ergonomiczna rękojeść z miękkim wykończeniem w części chwytnej
- specjalnie zaprojektowany kształt obejmny
- zwiększony kąt łokciowy
- lekki aluminiowy trzon zakończony wysokiej jakości gumową- **przegubową nasadką**

Dane Techniczne

Przekrój trzonu: okrągły

Rękojeść: PCV+guma bimaterial

Regulacja wysokości: 73-105 cm

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Waga: 0,56 kg

+/- 0,5 - 1 cm