

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-łokciowa-z-obejma-regulowana-dwustopniowo-p-1504.html>



Kula inwalidzka łokciowa z obejmą regulowaną dwustopniowo

Numer katalogowy **FS 923L**

Producent **Timago**

Opis produktu

Kula inwalidzka łokciowa służy do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest u osób wymagających asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po przebytych urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu.

Cechy produktu:

- wytrzymały ergonomiczny uchwyt
- lekki aluminiowy trzon zakończony gumową nasadką
- dwustopniowa regulacja w części górnej i dolnej

Dane Techniczne

Regulacja wysokości: 86-109 (116) cm

Wysokość od podłoża do uchwytu: 63-86 cm

Maksymalne obciążenie: 90 kg

Waga: 0,5 kg

+/- 0,5 - 1 cm