

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-łokciowa-z-uchylna-obejma-regulowana-dwustopniowo-p-1505.html>



Kula inwalidzka łokciowa z uchylną obejmą regulowana dwustopniowo

Numer katalogowy **FS 933L**

Producent **Timago**

Opis produktu

Kula inwalidzka łokciowa służy do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana osobom wymagającym asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po przebytym urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu. Uchylna obejmą pozwala na wykonywanie prostych czynności bez konieczności odkładania kuli.

Cechy produktu:

- wytrzymały uchwyt
- uchylna obejmą
- lekki aluminiowy trzon zakończony gumową nasadką
- dwustopniowa regulacja w części górnej i dolnej

Występuje w dwóch wersjach długości: M, L

rozm. M

Regulowana wysokość: 95-118 (126) cm

Wysokość od podłoża do uchwytu: 71-93,5 cm

Waga: 0,57 kg

Maksymalne obciążenie : 90 kg

+/- 0,5 - 1 cm

rozm. L

Regulowana wysokość: 107-130 (138) cm

Wysokość od podłoża do uchwytu: 83-106 cm

Waga: 0,65 kg

Maksymalne obciążenie: 90 kg

+/- 0,5 - 1 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M