

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-łokciowa-z-uchylna-obejma-regulowana-dwustopniowo-p-1505.html>



## Kula inwalidzka łokciowa z uchylną obejmą regulowana dwustopniowo

Numer katalogowy **FS 933L**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Kula inwalidzka łokciowa** służy do zwiększenia pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana osobom wymagającym asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po przebytym urazie kończyn dolnych lub tułowia w celu reedukacji chodu. Uchylna obejmą pozwala na wykonywanie prostych czynności bez konieczności odkładania kuli.

#### Cechy produktu:

- wytrzymały uchwyt
- uchylna obejmą
- lekki aluminiowy trzon zakończony gumową nasadką
- dwustopniowa regulacja w części górnej i dolnej

Występuje w dwóch wersjach długości: M, L

#### rozm. M

**Regulowana wysokość:** 95-118 (126) cm

**Wysokość od podłoża do uchwytu:** 71-93,5 cm

**Waga:** 0,57 kg

**Maksymalne obciążenie :** 90 kg

**+/- 0,5 - 1 cm**

#### rozm. L

**Regulowana wysokość:** 107-130 (138) cm

**Wysokość od podłoża do uchwytu:** 83-106 cm

**Waga:** 0,65 kg

**Maksymalne obciążenie:** 90 kg

**+/- 0,5 - 1 cm**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M