

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-pachowa-regulowana-p-1509.html>



## Kula inwalidzka pachowa, regulowana

Numer katalogowy **FS 925L**

Producent **Timago**

### Opis produktu

stosowana jest w przypadku urazu kończyny dolnej z jednoczesnym urazem w obrębie nadgarstka lub łokcia. Zalecana jest również u osób wymagających podparcia na kuli podczas chodzenia po przebytych urazach kończyn dolnych w celu reedukacji chodu, a także do utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w przypadku cięższych dysfunkcji kończyn dolnych lub tułowia.

#### Cechy produktu:

- regulowany uchwyt
- miękkie podparcie pod pachę
- szeroki zakres regulacji
- ergonomiczny kształt
- lekki aluminiowy trzon z gumową nasadką

Dostępna w trzech rozmiarach: **S,M,L**.

#### Rozmiar S:

**Regulacja wysokości:** 94-114 cm

**Maksymalne obciążenie:** 100 kg

**Waga:** 0,73 kg

#### Rozmiar M:

**Regulacja wysokości:** 114-134 cm

**Maksymalne obciążenie:** 100 kg

**Waga:** 0,8 kg

#### Rozmiar L:

**Regulacja wysokości:** 134-154 cm

---

**Maksymalne obciążenie:** 100 kg

**Waga:** 0,87 kg

+/- 0,5 - 1 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S