

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-pachowa-uniwersalna-p-1510.html>



Kula inwalidzka pachowa, uniwersalna

Numer katalogowy	JMC-C 2005
Producent	Timago

Opis produktu

Kula inwalidzka pachowa stosowana jest w przypadku urazu kończyny dolnej z jednoczesnym urazem w obrębie nadgarstka lub łokcia. Zalecana jest również u osób wymagających podparcia na kuli podczas chodzenia po przebytych urazie kończyn dolnych w celu reedukacji chodu, a także do utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w przypadku cięższych dysfunkcji kończyn dolnych lub tułowia.

Cechy produktu:

- regulowany uchwyt
- miękkie podparcie pod pachę
- szeroki zakres regulacji
- ergonomiczny kształt
- lekki aluminiowy trzon z gumową nasadką

Regulacja wysokości: 97,5 - 157,5cm

Maksymalne obciążenie: 113kg

Waga: 0,88kg

+/- 0,5 - 1cm