

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-inwalidzka-pachowa-uniwersalna-p-1510.html>



## Kula inwalidzka pachowa, uniwersalna

Numer katalogowy **JMC-C 2005**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Kula inwalidzka pachowa** stosowana jest w przypadku urazu kończyny dolnej z jednoczesnym urazem w obrębie nadgarstka lub łokcia. Zalecana jest również u osób wymagających podparcia na kuli podczas chodzenia po przebytych urazie kończyn dolnych w celu reedukacji chodu, a także do utrzymania równowagi i przenoszenia ciężaru ciała w przypadku cięższych dysfunkcji kończyn dolnych lub tułowia.

#### Cechy produktu:

- regulowany uchwyt
- miękkie podparcie pod pachę
- szeroki zakres regulacji
- ergonomiczny kształt
- lekki aluminiowy trzon z gumową nasadką

**Regulacja wysokości:** 97,5 - 157,5cm

**Maksymalne obciążenie:** 113kg

**Waga:** 0,88kg

+/- 0,5 - 1cm