

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-aluminiowa-p-1667.html>



## Kula łokciowa - aluminiowa

Numer katalogowy	<b>AR-010</b>
Producent	<b>ARmedical</b>

### Opis produktu

Kule łokciowe przeznaczone są dla osób, które potrzebują wsparcia podczas nauki chodzenia po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi oraz przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo-ortopedycznych (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach). Wykonane z dwóch wytrzymałych i lekkich rurek aluminiowych, uchwytu z tworzywa oraz nasadki gumowej (antypoślizgowej). Dzięki zastosowaniu odpowiednio miękkiej mieszanki gumowej, nasadka antypoślizgowa doskonale amortyzuje wstrząsy. Technologia lakierowania proszkowego gwarantuje trwałość lakieru oraz estetyczny wygląd przez długi czas.

### Parametry techniczne:

- wytrzymałe rurki aluminiowe
- wygodny profilowany uchwyt
- mocna otwarta obejmka
- wysokiej jakości miękka nasadka gumowa
- skokowa regulacja wysokości: co 2,5 cm
- zakres regulacji: od 70,5 do 93,5 cm
- waga: 0,50 kg