

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-dziecieca-z-miekkim-uchwytem-p-1223.html>



Kula łokciowa dziecięca z miękkim uchwytem

Numer katalogowy

03/MR

Producent

Mikirad

Opis produktu

Właściwości:

- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm)
- podpórka stała
- miękki uchwyt/rękojeść
- kolorowe (żółte, niebieskie) elementy z tworzywa,
- opcja: lakierowana niebieska rurka
- dwa odbłaski
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową
- lekkie, anodowane aluminium

Waga

0,45 kg

Masa użytkownika

do 80 kg

Odległość od podłoża do rękojeści

min 49 cm – max 63 cm

Odległość od podłoża do podpórki łokciowej

min. 67 cm – max. 81 cm

Odległość od rękojeści do opodpórki łokciowej

18 cm

Zastosowanie:

- przeznaczone dla użytkowników o wzroście od około 135 cm do 150 cm
- dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać
- niewskazane przy braku jednej kończyny
- pomocniczo po urazach, po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli łokciowej po stronie chorego stawu)
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych