

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-ergonomiczna-pojedynczo-regulowana-podporka-stala-p-1233.html>



## Kula łokciowa ergonomiczna pojedynczo regulowana, podpórka stała

Numer katalogowy **04/MR.E**

Producent **Mikirad**

### Opis produktu

Kule łokciowe z ergonomicznym uchwytem do prawej lub lewej dłoni są komfortową alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tego typu.

Zastosowane rozwiązania zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wygody użytkownika poprzez anatomicznie wyprofilowane rękojeści z miękkiego elastomeru, dzięki czemu siły nacisku rozkładają się równomiernie na całą dłoń.

#### Właściwości:

- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- opcja: regulacja bezstopniowa (płynna),
- podpórka stała z 9 cm otwarciem przednim,
- miękki, ergonomiczny uchwyt/rękojeść uniwersalna lub do prawej i lewej dłoni,
- dwa odbłaski
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna **w wersji z amortyzatorem**

#### Waga

Odległość od podłoża do rękojeści

Masa użytkownika

Odległość od podłoża do podpórki łokciowej

Odległość od rękojeści do podpórki łokciowej

Wzrost użytkownika

0,64 kg

min 70 cm – max 96 cm

do 130 kg

min. 94 cm – max. 118 cm

24 cm

160 cm-190 cm

#### Zastosowanie:

- kula łokciowa ergonomiczna dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli

- 
- łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.