

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-z-ergonomicznym-uchwytem-pojedyncza-regulacja-wysokosci-i-boczna-odchylana-podporka-lockiowa-p-1237.html>



Kula łokciowa z ergonomicznym uchwytem, pojedynczą regulacją wysokości i boczną, odchylaną podpórką łokciową

Numer katalogowy **08/MR.E**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Kule łokciowe z ergonomicznym uchwytem do prawej lub lewej dłoni są komfortową alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tego typu.

Zastosowane rozwiązania zostały zaprojektowane w celu zwiększenia wygody użytkowania poprzez anatomicznie wyprofilowane rękojeści z miękkiego elastomeru, dzięki czemu siły nacisku rozkładają się równomiernie na całą dłoń.

Właściwości:

- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- **szeroka** podpórka odchylana z 6 cm otwarciem z boku,
- miękki, ergonomiczny uchwyt/rękojeść uniwersalna lub do prawej i lewej dłoni,
- dwa odbłaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna **w wersji z amortyzatorem**

Waga

0,67 kg

Odległość od podłoża do rękojeści

min 70 cm – max 96 cm

Masa użytkownika

do 130 kg

Odległość od podłoża do podpórki łokciowej

min. 95 cm – max. 119 cm

Odległość od rękojeści do podpórki łokciowej

25 cm

Wzrost użytkownika

160 cm-190 cm

Zastosowanie:

- dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -niekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli

-
- łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.