

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-z-miekkim-uchwytem-typ-francuski-p-1232.html>



Kula łokciowa z miękkim uchwytem - typ francuski

Numer katalogowy **04/MR/F**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- opcja: regulacja bezstopniowa (płynna),
- podpórka stała z 10 cm otwarciem przednim,
- miękka rękojeść uniwersalna,
- dwa odbłaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna **w wersji z amortyzatorem**

Waga	0,52 kg
Odległość od podłoża do rękojeści	min 68 cm – max 94 cm
Masa użytkownika	do 130 kg
Odległość od podłoża do podpórki łokciowej	min. 92 cm – max. 118 cm
Odległość od rękojeści do opodpórki łokciowej	24 cm
Wzrost użytkownika	155 cm-185 cm

Zastosowanie:

- kula łokciowa z miękkim uchwytem dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo - zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.