

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-z-podwojna-regulacja-rf-210-p-7240.html>



## Kula łokciowa z podwójną regulacją RF-210

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | <b>10599</b>    |
| Producent        | <b>Rehafund</b> |

### Opis produktu

- przeznaczona do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo – ortopedycznych kończyn dolnych
- bardzo wytrzymała
- trzon wykonany z anodyzowanego aluminium
- posiada dolną i górną regulację oraz ruchomą obejmę
- wygodną, profilowaną rękojęść wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- antypoślizgowa, wzmocniona, gumowa nasadka idealnie adaptuje się do wszystkich powierzchni
- dla ułatwienia regulacji wysokości zastosowano przyciski typu „C-clip”
- max. bezpieczne obciążenie: 180 kg
- regulacja wysokości: 635 mm – 910 mm
- regulacja wys. Obejmy: 235 mm – 310 mm
- waga: 0,55 kg