

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-z-podwojna-regulacja-wysokosci-i-podporka-stala-p-1230.html>



## Kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości i podpórką stałą

Numer katalogowy	<b>02/MR</b>
Producent	<b>Mikirad</b>

### Opis produktu

#### Właściwości:

- podwójna regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- podpórka stała z 8 cm otwarciem przednim,
- w opcji: miękki uchwyt,
- rękojeść uniwersalna,
- dwa odblaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna **w wersji z amortyzatorem**

Waga	0,48 kg
Odległość od podłoża do rękojeści	min 70 cm – max 96 cm
Masa użytkownika	do 130 kg
Odległość od podłoża do podpory łokciowej	min. 93 cm – max. 123 cm
Odległość od rękojeści do opodpórki łokciowej	min. 23 cm – max. 27 cm
Wzrost użytkownika	155 cm-185 cm

#### Zastosowanie:

- kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.