

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-z-podwojna-regulacja-wysokosci-z-podporka-odchylana-p-1229.html>



Kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości, z podpórką odchylaną

Numer katalogowy	01/MR
Producent	Mikirad

Opis produktu

Właściwości:

- podwójna regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
- podpórka odchylana z 4 cm otwarciem przednim,
- w opcji: miękki uchwyt,
- rękojeść uniwersalna,
- dwa odbłaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna **w wersji z amortyzatorem**

Waga

0,51 kg

Odległość od podłoża do rękojeści

min 70 cm – max 96 cm

Masa użytkownika

do 130 kg

Odległość od podłoża do podpórki łokciowej

min. 93 cm – max. 123 cm

Odległość od rękojeści do podpórki łokciowej

min. 23 cm – max. 27 cm

Wzrost użytkownika

155 cm-185 cm

Zastosowanie:

- kula łokciowa z podwójną regulacją wysokości dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.