

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-z-pojedyncza-regulacja-rf-200-p-7239.html>



Kula łokciowa z pojedynczą regulacją RF-200

Numer katalogowy	10598
Producent	Rehafund

Opis produktu

- przeznaczona do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo – ortopedycznych kończyn dolnych
- bardzo wytrzymała
- trzon wykonany z anodowanego aluminium
- posiada dolną regulację oraz ruchomą obejmę
- wygodną, profilowaną rękojęść wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- antypoślizgowa, wzmocniona, gumowa nasadka idealnie adaptuje się do wszystkich powierzchni
- dla ułatwienia regulacji wysokości zastosowano przyciski typu „C-clip”
- max. bezpieczne obciążenie: 180 kg
- regulacja wysokości: 660 mm – 915 mm
- waga: 0,53 kg