

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-z-pojedyncza-regulacja-rf-220-p-7241.html>



Kula łokciowa z pojedynczą regulacją RF-220

Numer katalogowy	10600
Producent	Rehafund

Opis produktu

- przeznaczona do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo – ortopedycznych kończyn dolnych
- trzon wykonany z anodyzowanego aluminium
- posiada dolną regulację
- wygodną, profilowaną rękojeść wykonano z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- antypoślizgowa, wzmocniona, gumowa nasadka idealnie adaptuje się do wszystkich powierzchni
- otwarta obejmka nie ogranicza wielkości przedramienia
- otwory na obejmie zapobiegają poceniu się skóry
- dla ułatwienia regulacji wysokości zastosowano przyciski typu „C-clip”
- max. bezpieczne obciążenie: 180 kg
- regulacja wysokości: 736 mm – 965 mm
- waga: 0,62 kg