

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-z-szeroka-boczna-odchylana-obejma-podwojna-regulacja-wysokosci-p-1238.html>



## Kula łokciowa z szeroką, boczną odchylaną obejmą, podwójną regulacją wysokości

Numer katalogowy **09/MR**

Producent **Mikirad**

### Opis produktu

#### Właściwości:

- podwójna regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- **szeroka** podpórka odchylana z 6 cm otwarciem z boku,
- w opcji: miękki uchwyt,
- rękojeść uniwersalna,
- dwa odbłaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna **w wersji z amortyzatorem**

Waga

0,53 kg

Odległość od podłoża do rękojeści

min 70 cm - max 96 cm

Masa użytkownika

do 130 kg

Odległość od podłoża do podpórki łokciowej

min. 93 cm - max. 123 cm

Odległość od rękojeści do podpórki łokciowej

min. 24 cm - max. 28 cm

Wzrost użytkownika

155 cm-185 cm

#### Zastosowanie:

- kula łokciowa z szeroką obejmą dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.