

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-lokciowa-z-szeroka-boczna-odchylana-obejma-pojedyncza-regulacja-wysokosci-p-1236.html>



Kula łokciowa z szeroką boczną odchylaną obejmą, pojedynczą regulacją wysokości

Numer katalogowy **08/MR**

Producent **Mikirad**

Opis produktu

Właściwości:

- pojedyncza regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20 mm),
- szeroka odchylana podpórka z 6 cm otwarciem z boku,
- w opcji: miękki uchwyt,
- rękojeść uniwersalna,
- dwa odbłaski,
- nasadka/stopka wzmocniona podkładką stalową,
- lekkie, anodowane aluminium,
- dostępna **w wersji z amortyzatorem**

Waga	0,55 kg
Odległość od podłoża do rękojeści	min 68 cm - max 94 cm
Masa użytkownika	do 130 kg
Odległość od podłoża do podpórki łokciowej	min. 92 cm - max. 118 cm
Odległość od rękojeści do podpórki łokciowej	min. 25 cm
Wzrost użytkownika	155 cm-185 cm

Zastosowanie:

- kula łokciowa z szeroką obejmą dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych, które mogą stabilnie się nimi podpierać,
- niewskazane przy braku jednej kończyny,
- pomocniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -zniekształcających,
- po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odciążanie chorej kończyny (za prawidłowe uznaje się używanie kuli łokciowej po stronie chorego stawu),
- zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagają stosowania dwóch kul łokciowych.