

Link do produktu: <https://akmed.pl/kula-pachowa-rf-230-p-7242.html>



## Kula pachowa RF-230

Numer katalogowy	<b>10601</b>
Producent	<b>Rehafund</b>

### Opis produktu

- przeznaczona do poruszania się, asekuracji podczas chodzenia i przenoszenia ciężaru ciała w przypadkach schorzeń urazowo - ortopedycznych kończyn dolnych
- polecana osobom, które odczuwają dyskomfort podczas używania kul łokciowych gdzie ciężar ciała całkowicie opiera się na rękach
- trzon wykonany z anodyzowanego aluminium
- podparcie pachy oraz rękojeść pokryte są miękką pianką poliuretanową
- łatwa regulacja wysokości kuli oraz wysokości rękojeści
- antypoślizgowa, wzmocniona, gumowa nasadka idealnie adaptuje się do wszystkich powierzchni

Max. beztrieczne obciążenie:	RF-230/S	RF-230/M	RF-230/L
Waga:	113 kg	113 kg	113 kg
Regulacja wysokości:	113 kg	113 kg	113 kg
Nr katalogowy:	1,3 kg	1,5 kg	1,7 kg
Max. beztrieczne obciążenie:	940-1140 mm	1140-1340 mm	1340-1550 mm
Waga:			
Regulacja wysokości:			